



Rembourrage Polycushion™ Rolyan®

Réf : 081263565

Marque : Rolyan®

Description du produit

- Rembourrage doux
- Permet de doubler les orthèses thermoformables
- S'utilise pour les applications générales de rembourrage et les patients hypersensibles à la chaleur ou à la pression
- Mousse à cellules ouvertes
- Auto-adhésif
- Se coupe facilement aux ciseaux

Spécificités techniques

EAN	5028318357239
TVA	20 %
Modèle	Ep. 3,2 mm - Beige
Dim. (L x l)	61cm x 45cm
Couleur	Beige
Ép.	3,2mm
Condit.	4 feuilles

Sans latex	Oui
Top vente	Oui