

Référence : AAG Assise Anti-Glisse

Désignation: Assise Anti-glisse pour fauteuil

Descriptif :

Assise en textile technique qui empêche le glissement de la personne susceptible de glisser dans son fauteuil. S'utilise pour le fauteuil à la maison ou pour le fauteuil roulant.

Réalisée avec un complexe anti-glisse « ONEWAY» il bloque le sens du déplacement mais il glisse dans un seul sens et permet de relever la personne dans son fauteuil.

Composition :

Dessus 100% PVC anti-dérapant

Dessous 10% silicone – 80% polyamide – 10% polyester

Dimension : 36x47 cm – noir

DM : non



SARL GetC CLINIBED

1, Rue leuridan-Noclain – 59150 Wattrelos - France

Tél : +33(0) 320 02 23 60 – Fax : +33(0) 320 02 23 50

clinibed@clinibed.com – www.clinibed.com