

SIMPLY NEO Rollator


NOUVEAU


Nouveau concept de rollator, le **SIMPLY NEO** est un cadre de marche 100% made in France. Son système de pliage fait l'objet d'un brevet, assurant une parfaite sécurité pour l'utilisateur. Ses poignées anatomiques s'ajustent en hauteur, et l'absence de barre transversale facilite le passage d'obstacle.

Matériaux : acier et assise polypropylène

- > Légèreté
- > Conforme à la norme ISO 11199-2 : 2021
- > Poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité)
- > Facile d'entretien
- > Pliage rapide et facile



Conditionnement : par 2
Carton de regroupement : à définir




GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 120 KG
TEST EN COURS POUR PLUS
DE POIDS SUPPORTE



Pliage facile




Rouge



Gris

DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	Dimensions assise	Encombrement plié	ø roues	Poids
73.5/89 cm	57 cm	57.5 cm	12 cm	67.5 cm	43.5 cm	38 x 21 cm	21 cm	17 cm	4.6 kg



A= Hauteur
B= Largeur hors tout
C= Hauteur assise/sol
D= Longueur poignée
E= Profondeur
F= Largeur entre poignées

EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Sous référence	Désignations	Code EAN	LPPR TTC
24300	Anis	SIMPLY NEO	3701127753066	6273851 53.81 €
	Gris		3701127753059	
	Rouge		3701127753073	

