

SIMPLY Rollator




Avec son cadre en acier, le rollator SIMPLY II est le plus économique des rollators 2 roues. Ses poignées anatomiques assurent une bonne prise en main et s'ajustent en hauteur à l'aide de deux molettes de fixation.

Matériaux : acier et assise polypropylène

- > légèreté
- > roues intégrées dans le châssis
- > poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité)
- > cadre pliable
- > assise clipsable sur le cadre en position ouverte pour une meilleure sécurité

Conditionnement :
Carton de regroupement : 21
Palette : 42


GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 120 KG



Poignée ergonomique

DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	Dimensions assise	Encombrement plié	ø roues	Poids
81/94 cm	52 cm	55 cm	12 cm	62cm	40 cm	40 x 20 cm	12 cm	11 cm	5.02kg



A= Hauteur
B= Largeur hors tout
C= Hauteur assise/sol
D= Longueur poignée
E= Profondeur
F= Largeur entre poignées

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN UDI	LPPR TTC
243800	SIMPLY	3701127704860	Nouveau code : 6273851 53.81 €

