

# ROLLATOR D'INTÉRIEUR ROOMBA



*Le compagnon sportif pour la maison*

## Esthétique et ultra léger

- **Petite largeur** pour un usage en intérieur.
- **Poignée à pousser réglable en hauteur** munie d'un freinage centralisé pour plus de sécurité.
- **Panier** et **plateau** de série pour plus d'autonomie.
- **Léger et maniable** pour plus de confort.
- **Pliable** pour un transport plus facile.

## Caractéristiques

- Longueur totale: 51,5 cm
- Largeur totale : 57 cm
- Hauteur totale : 94,1 cm
- Hauteur des poignées : 81,4 - 94,1 cm
- Largeur entre les roues arrière : 44 cm
- Dimensions du rollator plié : 29 x 55 x 83 cm
- Poids : 5,6 kg
- Charge maximale : **100 kg**
- Matériau du cadre : Aluminium



MODÈLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
ROOMBA	730200100	3664390170858

