

# ROLLATOR PLIANT

## Nitro



### Rollator pliant - 4 coloris - 2 tailles

#### Pratique et réglable



- **Assise rembourrée** pour plus de confort.
- **Sangle dorsale** souple et **ajustable en hauteur et en profondeur** (sauf NITRO rouge) pour une position assise sécurisée et confortable.
- Livré avec **un sac de transport zippé** et **un porte-canne** (pas de porte-canne pour le NITRO rouge).
- **Double croisillon** pour plus de solidité et de stabilité.
- **Pliable** pour un transport et un rangement facilité.
- **Freins de parking** de série avec système de câbles intégrés dans le cadre.

#### Caractéristiques

- Profondeur hors-tout : **70,5 cm**
- Largeur hors-tout : **61 cm**
- Hauteur des poignées :  
**84 à 94 cm (M) / 89 à 101 cm (L)**
- Hauteur sol/siège : **57 cm (M) / 62 cm (L)**
- Dimensions du siège : **44,5 x 22 cm**
- Largeur plié : **25 cm**
- Diamètre roues : **25 cm** (avant) – **20 cm** (arrière)
- Matière : aluminium
- Couleur : champagne/noir/rouge/blanc
- Poids maximal supporté : **130 kg (135 kg pour le NITRO rouge)**
- Poids total avec sac : **7,2 kg (M) / 7,3 kg (L)**



MODÈLE	COLORIS	TAILLE	RÉFÉRENCE	CODE ACL
NITRO	CHAMPAGNE	M	724 200 000-FR	ACL 36643 901 611 1 5
		L	724 300 000	ACL 36643 901 605 7 6
	NOIR	M	724 200 200	ACL 36643 901 605 8 3
	ROUGE	L	RTL10266-T-FR	ACL 36643 901 623 3 4
	BLANC	M	724 200 100-FR	ACL 36643 901 611 0 8
		L	724 300 100	ACL 36643 901 605 6 9