

Cadre de marche fixe

Bruxelles



Une réelle autonomie en toute sécurité

↷ Déambulateur stable, robuste et léger **Bruxelles**

Un accompagnement au quotidien

- **Réglable en hauteur** par boutons poussoirs - pas de 2,5 cm : 8 positions possibles pour s'adapter à toutes les tailles
- **Poignées ergonomiques** pour un meilleur maintien
- Tubes larges pour **plus de stabilité**
- Pieds munis de **patins antidérapants** pour plus de sécurité
- **Cadre en aluminium** pour plus de légèreté et de maniabilité
- Design permettant d'être utilisé comme **cadre de toilettes**



Caractéristiques

- Profondeur maxi : 59 cm
- Largeur hors-tout : 69 cm
- Largeur entre poignées : 43 cm
- Hauteur des poignées : 78,5 à 96 cm
- Diamètre du tube : 2,5 cm
- Matière : aluminium
- Couleur : gris métallisé
- Poids total : 2,3 kg
- Poids maximal supporté : **130 kg**

| | | | |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Référence | SA 120 1005 | Code ACL | 34010 412 112 0 7 |
|------------------|-------------|-----------------|-------------------|



Drive DeVilbiss Healthcare France est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.