


GEL AIR 2D Coussin de prévention





GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 120 KG

La combinaison d'une mousse viscoélastique et d'une plaque en gel réticulé non coulant, améliore la répartition des pressions et réduit l'effet de cisaillement.

Composé d'une base en mousse viscoélastique à faible thermosensibilité pour un meilleur confort, et d'une poche de gel polyuréthane avec double densité. Le gel bleu est un gel à forte viscosité.

- > Matériaux : Polyol et isocyanate, housse PU classée non feu
- > Mousse CosyPUR© Visco de BASF
- > Housse PU avec fermeture et base antidérapante.

Conditionnement :
Cartons de regroupement: 5 pc.
Palette : 30 pc.



Gel Air 3D avec une hune housse

DIMENSIONS, BOITE PRODUIT

Codes	Coussin Gel Air 2D	Poids
410900	41 x 41 x 7 cm	2,60 kg
410901	43 x 43 x 7 cm	2,94 kg
410902	45 x 45 x 7 cm	3,34 kg



EAN, PRISE EN CHARGE

Codes	Désignations	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR
410900	Gel air 2D 41*41 2 housses PU	3401054091650	3701127716979	Ancien code : Néant
410901	Gel air 2D 43*43 2 housses PU	3401054091711	3701127716986	Nouveau code : 1209908
410902	Gel air 2D 45*45 2 housses PU	3401054091889	3701127716993	66,63€

