



Coussin bouée

avec sa housse en Tencel, de couleur, forme portefeuille



Coussin bouée recouvert d'une housse en tencel				
En mousse Haute Résilience		Caractéristiques	En mousse viscoélastique	
Références	Coloris de la housse		Coloris de la taie	Références
44.2000B	Blanc	Diamètre intérieur : 16 cm Diamètre extérieur : 44 cm	Blanc	44.2010B
44.2000J	Jaune		Jaune	44.2010J
44.2000R	Rose	Épaisseur : 6,6 cm	Rose	44.2010R
44.2000C	Ciel		Ciel	44.2010C
44.2000O	Orange	Mousse H.R. : Poids : 362g Mousse visco : Poids : 686g	Orange	44.2010O
44.2000G	Gris		Gris	44.2010G
44.2000M	Marine		Marine	44.2010M

Housse de rechange	
Références	Coloris de la housse
44.2000BH	Blanc
44.2000JH	Jaune
44.2000RH	Rose
44.2000CH	Ciel
44.2000OH	Orange
44.2000GH	Gris
44.2000MH	Marine

Atouts du coussin

- Améliore le confort de l'assise des patients
- Utilisable dans le cadre de l'assise post-opération
- Allègement des pressions entre le sacrum et le support
- Mousse H.R. pour plus de fermeté
- Mousse visco pour plus de confort

Atouts de la housse en Tencel

- Imperméable aux liquides
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel
- Oeko-Tex classe 1
- Traitement anti-acarien
- Douce au toucher et respirante
- Absorption de l'humidité
- Séchage rapide

Composition

Mousse Haute Résilience	100 % Polyuréthane Densité : 37 kg/m ³
Mousse viscoélastique	100 % Polyuréthane Densité : 80 kg/m ³
Housse en Tencel	82 % Tencel, fibre d'origine naturelle 18 % Polyuréthane

Entretien

Mousse Haute Résilience	Laver avec une éponge et de l'eau savonneuse
Mousse viscoélastique	Laver avec une éponge et de l'eau savonneuse
Housse en Tencel	

Normes feu : conforme aux exigences de la norme EN-597-1 et EN-597-2

Précautions d'emploi

- Laisser tremper la housse quelques heures dans l'eau froide avant le premier lavage
- La housse doit être lavée séparément du coussin
- Ne pas immerger le coussin dans l'eau
- La housse doit être entièrement sèche avant d'être remise sur son support
- Conserver à l'écart de toute source de chaleur

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat. La garantie ne couvre pas les variations dimensionnelles consécutives au lavage. Le Tencel étant une fibre très extensible d'origine naturelle, ces variations sont normales et n'altèrent ni la performance, ni la capacité du tissu à reprendre sa forme une fois replacé sur son support.

La garantie n'est valable que si les instructions d'utilisation et d'entretien ont été respectées.