

COUSSIN BOUÉE



microbilles :
polystyrène très léger et
très facile à manipuler.



fibres :
fibres creuses enduites de
silicone légère et souple.



410184 fibres
410166 micro billes



- ✓ Adaptable à la morphologie
- ✓ Prévention d'escarres
- ✓ Répartition des pressions
- ✓ Légèreté et souplesse

DESCRIPTIF

En complément des matelas, les coussins de positionnement s'avèrent des aides efficaces pour soulager le patient et réaliser une mise en décharge totale ou partielle d'une zone à risque, prévenant ainsi des escarres. La combinaison de plusieurs coussins est parfois nécessaire pour apporter un résultat optimum selon le niveau de prévention recherché. Le coussin bouée permet le calage dorsal, ainsi que l'abduction des membres inférieurs.

Garantie : 2 ans

Références	Désignations	Matière	Diamètre	Longueur	classement feu	Poids
410184	coussin bouée	fibres	Ø 10 cm	110 cm	M1	0,500 kg
410166	coussin bouée	micro billes	Ø 10 cm	110 cm	M1	0,380 kg

EAN, PRISE EN CHARGE, PRIX DE VENTE CONSEIL

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC	Prix public TTC conseil
410166	coussin bouée Ø 10 microbilles	3401048620460	1254895 (41,16 €)	47,50 €
410184	coussin bouée Ø 10 fibres	3401554089584	1254895 (41,16 €)	47,50 €