








## BLOUSE EN NON-TISSÉ PPSB 110x135 CM POIGNETS ÉLASTIQUES




Nom du produit	<b>BLOUSE EN NON-TISSÉ PPSB 110x135 CM POIGNETS ÉLASTIQUES</b>		
Référence -Taille - Couleur	<b>Bleue ciel : BVCA10</b>	<b>Blanche : BVCA11</b>	
	<b>Verte : BVCA12</b>	<b>Jaune : BVCA14</b>	
Description	Blouse à usage unique, à destination du secteur hospitalier, protection optimisée. Fermeture par lacets à la ceinture et au cou. Couleur : Bleue ciel - Blanche - verte - Jaune		
Composition	100% Polypropylène Spunbond (PPSB) 21 g/m <sup>2</sup> (+/- 2 gr) <b>Sans Latex</b>		
Dimensions (en cm)	Voir tableau en annexe (+/-2%)		
Origine	Fabrication RPC		
Informations Complémentaires			
<b>LOGISTIQUE</b>			
Conditionnement	10 sachets de 10 pièces		
Carton : format , poids, volume	38,4 x 25,7 x 28,2 cm – 3,9600 kg		
Nombre de cartons/Palette	45 cartons soit 4500 blouses		
Stockage et conservation	Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre -5° C et 40° C		 

Rev2 19/03/2020


**BLOUSE EN NON-TISSÉ PPSB  
110x135 cm POIGNETS ELASTIQUES**



Col



Ceinture



Dimensions (cm)  
Blouse visiteur  
+/- 2%

**Corps : A : 110 - B : 135 - C : 68 - D : 24 - E : 22**  
**Manches : F : 27 - G : 15 - H : 56**  
**Col : I : 110 - J : 0,8**  
**Ceinture : K : 180 - L : 0,8**