








CHARLOTTE CLIP BLANC BLEU VERT



Nom du produit	CHARLOTTE CLIP		
Référence -Taille - Couleur	CA2120: BLANC CA2121: BLEU CA2122 : VERT		
Description	Charlotte en PPSB respirable, couleur Blanc – Bleu – Vert. Soudure ultra son		
Composition	Polypropylène Spunbonden (PPSB)- 10 g/m2 (+/-2) Sans latex		
Dimensions (cm)	Tour de tête de 20 à 53 cm (+/-2)		
Origine	Fabrication FRANCE		
Informations Complémentaires			
LOGISTIQUE			
Conditionnement	10 sachets de 100 pièces		
Carton : format , poids	39,5 x 29,5 x 33,8 cm – 3,46 kg		
Nombre de cartons/Palette	P1 : 32 cartons soit 32 000 charlottes P2 : 48 cartons soit 48 000 charlottes		
Stockage et conservation	Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre -5° C et 40° C		
			
	<80%	-5°C	40°C

Rev3 : 25/03/2020