



Lampe «Smiley» au design unique disposant de deux faisceaux lumineux puissants (10° et 25°) actionnables de façon alternative via un interrupteur à deux positions. Le faisceau 10° offre un éclairage puissant, concentré et précis idéal pour les examens localisés. Le faisceau 25° offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface. Une poignée ergonomique assure un positionnement rapide et précis en toute circonstance.

2 en 1, la Julia LED s'adapte à tous les spécialistes : dermatologues, gynécologues, ORL, médecins généralistes... qui souhaitent une lampe polyvalente pour tous types de soins ou pour pratiquer des examens plus précis



● Dispositif Medical Classe 1

Intensité lumineuse ➔ **740 Lumens***

Température de couleur ➔ **4500°K (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**

Consommation électrique ➔ **4,2 Watts**

Lux*	Faisceau 25°	Distance	Diamètre éclairé
30 000		30 cm	15 cm
11 000		50 cm	25 cm
3 000		100 cm	45 cm

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
110 000		30 cm	8 cm
45 000		50 cm	10 cm
12 000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 11 x 10 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES	
Flexible 65 cm	LED35651
Flexible 114 cm	LED351001

