

TINA

HALOGÈNE



Ce modèle halogène représente le meilleur compromis qualité-puissance-prix de notre gamme. Son prix peut rivaliser avec les produits d'importation tout en offrant la qualité des éclairages LID.

Elle est appréciée en médecine générale pour les soins et l'examen ordinaire.

Source dichroïque 12V/20W, OSRAM GU 5,3 Decostar ES SP 10° hautes performances. (avec filtre UV)



HALOGÈNE

Watts	20 W
Kelvins	3000° K
Lumens	400 lm
Longévité des ampoules	5000 heures minimum
Indice rendu de couleur (IRC)	100
Fixations possibles	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Longueur de câble	3 mètres
Isolation	Classe II
Couleurs disponibles	○ ●
Tête de lampes cotes	70 x 70 mm
Base de lampe cote	69 x 69 x 115 mm
Entraxe (4 trous base de lampe)	54,5 mm

RÉFÉRENCES

	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 650 mm	HTI00651	HTI00651-ISC
Flexible 1000 mm	HTI01001	HTI01001-ISC

Distance	Lux	Diamètre éclairé
30 cm	50 000	5 cm
50 cm	23 000	10 cm
100 cm	6000	20 cm

