




Supports Sac à Urine/Cathéter



VR270A: Support pour Sac à Urine/Catheter Autonome

VR270B: Support pour Sac à Urine/Catheter Suspendu

VR270C: Support pour Sac à Urine Suspendu

Notice d'Utilisation et d'Entretien

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté Supports Sac à Urine/Cathéter Aidapt. Si vous l'utilisez de manière appropriée, il vous donnera entière satisfaction pendant longtemps.

2. AVANT UTILISATION

Enlevez soigneusement l'emballage. Evitez l'utilisation de couteaux ou outils tranchants qui pourraient endommager la surface du produit.

Vérifiez que le produit ne présente pas de défaut. Si tel est le cas, merci de contacter votre revendeur.

3. CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS POUR SAC À URINE/CATHÉTER

Ces supports pour sac à urine/cathéter s'adaptent à tous les modèles de sacs à urine courants. Ils sont munis de crochets pour suspendre le sac (à l'aide des trous de suspension à chaque coin) et disposent également de crochets intégrés pour tenir le tube d'entrée.

Le VM270A est un modèle à poser au sol, et peut également être utilisé comme support à côté ou derrière le barreau du lit.

Le VM270B est conçu pour être utilisé uniquement comme support suspendu au bord du lit ou au barreau du lit.

Le support VM270C s'emboîte sur le bord du lit ou sur le barreau du lit.

4. NETTOYAGE

Nettoyez votre canne de marche avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

5. MAINTENANCE

Veillez vérifier régulièrement l'état de votre produit ou si vous avez le moindre doute.

6. INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations continues dans cette notice ne constituent pas un engagement contractuel par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses filiales ou agents et aucune garantie ni représentation n'est fournie concernant ces informations.

Veillez faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à demander des conseils à votre revendeur ou au fabricant concernant l'assemblage et l'utilisation du produit.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web:
www.aidapt.co.uk Email: accounts@aidapt.co.uk •
adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk