



BOCAL URINE 2 L

Fabriqué en France

RÉF. : 6522002

GTIN : 3155535220021
GMN (Basic UDI-DI) :3155535220026R

COMPOSITION : Polypropylène translucide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance : 2 L
Graduation : 0,5 L , 1 L , 1,5 L et 2 L
Sous graduation tous les 100 ml

INFORMATIONS PRODUIT

Dispositif permettant de surveiller la diurèse.
Couvercle clipsable pour une parfaite étanchéité

RECOMMANDATIONS / CONSEILS

Ce dispositif permet le stockage de l'urine pendant 24 heures.
Le couvercle permet d'éviter les odeurs et tout risque de déversement accidentel.
La graduation est indicative, ce dispositif n'est pas un moyen de mesure au sens de la réglementation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Livré non stérile
Lavage requis avant première utilisation
Lavage impératif entre chaque utilisation
Ce produit est un dispositif médical destiné à un usage professionnel.

ENTRETIEN / NETTOYAGE

autoclavable 120° maxi (20mn maxi)

NORMES / CONFORMITÉ



Dispositif médical de classe I
Conforme avec le règlement UE 2017/745
Et aux spécifications communes : ISO14971 : 2019 – ISO13485 : 2016

DIMENSIONS PRODUIT (cm)	POIDS PRODUIT (gr)	VOLUME PRODUIT (dm3)	CONDITIONNEMENT	ETIQUETTAGE	QTE PAR CARTON (PCS)	QTE PAR PALETTE	POIDS PALETTE (kg)	POIDS CARTON (kg)	CARTON (LxIxH cm)
Ø12,5 x H 24	146	5.415	Conditionnement individuel filmé	Individuel	10 PCS	240	41.52	1.73	48x38,5x29