



URINAL HOMME AVEC BOUCHON 1L

RÉF. : 6509201

Fabriqué en France

GTIN : 3478305092018
GMN (Basic UDI-DI) :3155535092017U

COMPOSITION : Polyéthylène translucide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance 1L
Graduation 25, 50 et 75 cl

INFORMATIONS PRODUIT

Dispositif permettant de recueillir l'urine des malades alités. Ce produit est conçu s'adapter à l'anatomie masculine
Anse de manipulation
Bouchon avec attache démontable

RECOMMANDATIONS / CONSEILS

Ce dispositif convient aux personnes en manque d'autonomie et notamment celles qui sont dans l'incapacité de se lever seules. Ce dispositif médical permet de recueillir les urines dans une position alitée ou semi-assise. De plus, son bouchon amovible permet de rendre le dispositif hermétique.
Translucide, il permet de contrôler et surveiller le niveau d'urine.
Le dessous plat stabilise l'urinal et permet ainsi de le poser sur un lit, ou une chaise, sans qu'il ne bascule.
Le contenu se vide sans difficulté dans les toilettes et la graduation permet de surveiller la diurèse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Livré non stérile
Lavage requis avant première utilisation
Lavage impératif entre chaque utilisation
Ce produit est un dispositif médical destiné à un usage professionnel.

ENTRETIEN / NETTOYAGE

Vider le contenu immédiatement après l'utilisation.
Lavable en machine à 60°C
ou
Lavable à l'eau chaude avec un détergent puis vider et laisser sécher.

NORMES / CONFORMITÉ



Dispositif médical de classe I
Conforme avec le règlement UE 2017/745
Et aux spécifications communes : ISO14971 : 2019 – ISO13485 : 2016

DIMENSIONS PRODUIT (cm)	POIDS PRODUIT (gr)	VOLUME PRODUIT (dm3)	CONDITIONNEMENT	ETIQUETTAGE	QTE PAR CARTON (PCS)	QTE PAR PALETTE	POIDS PALETTE (kg)	POIDS CARTON (kg)	CARTON (LxIxH cm)
29 x 12,5 x 14	164	3.74	Conditionnement individuel filmé	Individuel	10 PCS	320	60.544	1.892	42x38,5x24,5