



Spengler

Magister II STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DEPUIS 1907

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SIMPLE	DUAL
Pavillon	Matière	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Poids	84.5 g	110.1 g
	Grand pavillon	45.36 mm	45.36 mm
	Petit pavillon	28.37 mm	34.38 mm
Membrane flottante	Matière	Fiber glass and TPR	
	Grand pavillon	44 mm	44 mm
	Petit pavillon	NC	34.8 mm
Bague anti-froid	Matière	TPR	TPR
	Grand pavillon	47.3 mm	47.3 mm
	Petit pavillon	-	37.5 mm
Tubulure et lyre	Longueur	73 mm	73 mm
	Matière		
	Lyre	Aluminium	Aluminium
	Lyre Black Edition	Aluminium	Aluminium
	Ressort de lyre	Acier	Acier
	Tubulure	PVC	PVC
	Embouts auriculaires	Silicone	Silicone
Accessoires		2 paires d'embouts auriculaires	
GARANTIE SPENGLER		5 ans (hors tubulure et embouts)	



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Silver	507 250
● Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Black	507 260
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver	507 251
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black	507 261

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou

remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr