



# Spengler

# Pulse II

## STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DEPUIS 1907

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SIMPLE	DUAL	PEDIATRIC
<b>Pavillon</b>	<b>Matière</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	<b>Poids</b>	26.7 g	29.2 g	19.6 g
	<b>Grand pavillon</b>	44.2 mm	44.2 mm	34.5 mm
	<b>Petit pavillon</b>	27.2 mm	27.61 mm	24.53 mm
<b>Membrane flottante</b>	<b>Matière</b>	Résine epoxy (Membrane non flottante)		
	<b>Grand pavillon</b>	43.8 mm	43.8 mm	34.8 mm
	<b>Petit pavillon</b>	NC	34.8 mm	NC
<b>Bague anti-froid</b>	<b>Matière</b>	TPR	TPR	TPR
	<b>Grand pavillon</b>	47.4 mm	47.4 mm	38 mm
	<b>Petit pavillon</b>	-	30.12 mm	-
<b>Tubulure et lyre</b>	<b>Longueur</b>	73 mm	73 mm	73 mm
	<b>Matière</b>			
	<b>Lyre</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	<b>Lyre Black Edition</b>			
	<b>Ressort de lyre</b>	Acier	Acier	Acier
	<b>Tubulure</b>	PVC	PVC	PVC
	<b>Embouts auriculaires</b>	Silicone	Silicone	Silicone

**GARANTIE SPENGLER**

3 ans (hors tubulure et embouts)



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone	507 702
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille	507 700
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail	507 701
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose poudré	507 703
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Pédiatrique	507 704
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Carbone	507 712
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Myrtille	507 710
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Corail	507 711
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Rose poudré	507 713

### LA QUALITÉ SPENGLER

#### Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

#### Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

#### Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les tensiomètres Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

#### Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou

remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



[www.spengler.fr](http://www.spengler.fr)

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : [contact@spengler.fr](mailto:contact@spengler.fr)