


babyphon®



Suitable for children, all in blue! The palm-style sphygmomanometer especially for **paediatrician's offices and hospitals**. Also available as a non-latex model (please quote LF for latex-free).

- Choice of either chrome, sturdy plastic /metal or shock-protecting polycarbonate casing.
- Fast inflation of the cuff due to new ergonomic spoon design.
- Lifelong precision due to almost non-aging precision movement, with specially tempered copper-beryllium diaphragm for pressure-loading capacity up to 600 mm Hg.
- Micro-filter protects pressure-release valve and measurement system.
- Linear scale, up to 300 mm Hg.
- Maximum error tolerance of +/- 3mm Hg.
- Includes padded nylon zipper bag.
- Comprehensive range of different cuff sizes and designs.

ø 49 mm, metal, 1 tube, suitable for children

Set I Velcro cuff child, baby and infant.

No. 1440

Set II Velcro cuff child, baby and infant + Stethoscope duplex® baby.

No. 1440-501

ø 63 mm, plastic/metal, 1 tube, suitable for children

Set I Velcro cuff child, baby and infant.

No. 1441

Set II Velcro cuff child, baby and infant + Stethoscope duplex® baby.

No. 1441-501

ø 63 mm, polycarbonate, white, 1 tube, latex-free, suitable for children

Set I e-mega®, disinfectable one-piece cuff child, baby and infant.

No. 1430

Set II e-mega®, disinfectable one-piece cuff child, baby and infant + Stethoscope duplex® baby.

No. 1431

Кinderfreundlich ganz in Blau! Das Einhand-Blutdruckmessgerät speziell für **Kinderarztpraxen und Krankenhäuser**. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise verchromtes, stabiles Kunststoff/Metall- oder schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse. • Schnelles Aufpumpen der Manschette durch optimiertes Löffeldesign. • Lebenslange Präzision durch nahezu alterungs-freies und druckresistentes Messsystem bis zu 600mm/Hg. • Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System. • Lineare Skala, bis 300 mm Hg. • Maximale Fehlertoleranz von +/- 3mm Hg. • Inkl. gepolsterter Nylon-Reißverschlussstasche. • Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und - Ausführungen. | <p>ø 49 mm, Metall, 1-Schlauch, kinderfreundlich
 Set I Klettenmanschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene. Nr. 1440
 Set II Klettenmanschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene + Stethoscope duplex® baby. Nr. 1440-501</p> <p>ø 63 mm, Kunststoff/Metall, 1-Schlauch, kinderfreundlich
 Set I Klettenmanschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene. Nr. 1441
 Set II Klettenmanschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene + Stethoscope duplex® baby. Nr. 1441-501</p> <p>ø 63 mm, Polycarbonat, weiß, 1-Schlauch, Latex-frei, kinderfreundlich
 Set I e-mega®, desinfizierbare einteilige Manschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene. Nr. 1430
 Set II e-mega®, desinfizierbare einteilige Manschette Kinder, Säuglinge und Neugeborene + Stethoscope duplex® baby. Nr. 1431</p> |
|--|---|

Tout en bleu et adapté aux enfants ! C'est le tensioètre manopaire spécialement conçu pour l'usage en **cabinets de pédiatrie et en hospitaliers**. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Au choix: boîtier chromé, plastique robuste/métal ou protection antichoc polycarbonate. • Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée. • Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant, avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg. • Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure. • Graduation linéaire, allant jusqu'à 300 mm Hg. • Tolérance maximale d'erreur de +/- 3mm Hg. • Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair. • Large gamme de différents modèles et tailles de brassards. | <p>ø 49 mm, métal, tubulure simple, adapté aux enfants
 Set I Brassard à bandes velcro pour enfants, nourrissons et nouveau-nés. No. 1440
 Set II Brassard à bandes velcro pour enfants, nourrissons et nouveau-nés + stéthoscope duplex® baby. No. 1440-501</p> <p>ø 63 mm, plastique/métal, tubulure simple, adapté aux enfants
 Set I Brassard à bandes velcro pour enfants, nourrissons et nouveau-nés. No. 1441
 Set II Brassard à bandes velcro pour enfants, nourrissons et nouveau-nés + stéthoscope duplex® baby. No. 1441-501</p> <p>ø 63 mm, polycarbonate, blanc, 1 tube, sans latex, pour enfants
 Set I e-mega®, brassard sans poche, stérilisable, enfant, nourrisson, nouveau-nés. No. 1430
 Set II e-mega®, brassard sans poche, stérilisable, enfant, nourrisson, nouveau-nés + stéthoscope duplex® baby. No. 1431</p> |
|---|--|

Color azul, atractivo para los niños. El tensiómetro para usar con una sola mano especial para **consultorios pediátricos y hospitales**. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia „LF“).

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • A escoger entre carcasa de plástico/metal resistente, cromado, o carcasa de policarbonato con protección a los golpes. • Gonfiaggio rapido dei bracciali grazie al disegno ottimizzato del cucchiaino. • Precisione permanente grazie al sistema di misurazione inalterabile nel tempo e resistente ad alte pressioni fino a 600 mm/Hg. • Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición. • Escala lineal hasta 300 mm Hg. • Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg. • Incluye bolsa acolchada de nylon con cremallera • Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes. | <p>ø 49 mm, metal, 1 tubo, especial para niños
 Conjunto I Brazaletes de velcro para niños, lactantes y neonatos. No. 1440
 Conjunto II Brazaletes de velcro para niños, lactantes y neonatos + estetoscopio duplex® baby. No. 1440-501</p> <p>ø 63 mm, plástico/metal, 1 tubo, especial para niños
 Conjunto I Brazaletes de velcro para niños, lactantes y neonatos. No. 1441
 Conjunto II Brazaletes de velcro para niños, lactantes y neonatos + estetoscopio duplex® baby. No. 1441-501</p> <p>ø 63 mm, policarbonato, blanco, 1 tubo, libre de látex, ideal para niños
 Conjunto I e-mega®, brazaletes desinfectable de una pieza niños, bebés y lactantes. No. 1430
 Conjunto II e-mega®, brazaletes desinfectable de una pieza niños, bebés y lactantes + estetoscopio duplex® baby. No. 1431</p> |
|--|---|

Специальная модель для детей, синего цвета! прибор для измерения артериального давления у детей. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • На выбор корпус из хрома, прочной пластмассы / металлический или поликарбонатный. • Быстрое накачивание манжеты благодаря новому эргономичному дизайну рукоятки. • Дезинфицируемые, пригодные для стирки в машине при температуре 60 градусов C однокомпонентные манжеты. • Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт.ст. • Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт.ст. • нейлоновой сумке на молнии. • льшой выбор манжет различных размеров и моделей. | <p>Диаметр манометра 49 мм, металл, одношланговый, специальная модель для детей.
 Набор I Тонометр с тремя манжетами на липучке: неонатальная, детская, подростковая. No. 1440
 Набор II Тонометр с тремя манжетами на липучке: неонатальная, детская, подростковая + Стетоскоп duplex® baby. No. 1440-501</p> <p>Диаметр манометра 63 мм, пластмасса/металл, одношланговый, специальная модель для детей.
 Набор I Тонометр с тремя манжетами на липучке: неонатальная, детская, подростковая. No. 1441
 Набор II Тонометр с тремя манжетами на липучке: неонатальная, детская, подростковая + Стетоскоп duplex® baby. No. 1441-501</p> <p>ø 63 мм, поликарбонат, белый, 1 труба, без латекса, подходящий для детей.
 Набор I e-mega®, в комплекте с 3-мя дезинфицируемыми однокомпонентными манжетами: детская, младенческая и неонатальная. No. 1430
 Набор II e-mega®, в комплекте с 3-мя дезинфицируемыми однокомпонентными манжетами: детская, младенческая и неонатальная + Стетоскоп duplex® baby. No. 1431</p> |
|--|---|