

Tensiomètre mécanique **BOSO Varius**



- . Tensiomètre professionnel simple tubulure
- . Très léger
- . Cadran blanc 60 mm
- . Brassard velcro noir
- . Réalisé dans un plastique anti-choc

BO051011101

BOSO-VARIUS NOIR BRASSARD NOIR

Modèle économique spécialement conçu pour l'usage hospitalier

Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion

Boîtier et bague de protection du cadran réalisés en plastique anti-choc noir

Raccord latéral fixe du brassard

Brassard velcro noir

Livré complet en étui

Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de ± 3 mm Hg sur toute la plage de mesure

Fabriqué en Allemagne par BOSO – Garantie 2 ans

EAN : 4002427015021

Poids brut : 350 grs

Accessoires :

BO111412001 BRASSARD OBESE VELCRO NOIR SIMPLE TUBUL 12X45

BO111411001 BRASSARD VELCRO NOIR BRAS FORT 12X35

BO111410001 BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X28

BO211430001 BRASSARD VELCRO MULTICOLORE ENFANT SIMPLE TUBULURE 8X20

BO211431001 BRASSARD VELCRO MULTICOLORE -PETIT ENFANT -SIMPLE TUBULURE 6X20

BO311435001 BRASSARD VELCRO MULTICOLORE NOURRISS. SIMPLE TUBULURE 4X20