



Spengler

DEPUIS 1907



LIFE LINK®

TUBULURE POUR TENSIOMÈTRE MOBI



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail : contact@spengler.fr

TUBULURE POUR TENSIONNÈTRE MOBI LIFE LINK®



TUBULURE LIFE LINK® LIFE LINK® TUBE

La nouvelle tubulure "LIFE LINK®" permet le changement de brassard en moins d'une seconde grâce à ses connecteurs aimantés.
Adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en précision.



• PRÉCISION

SPENGLER mène le combat en sensibilisant les professionnels de santé à utiliser un brassard adapté à la morphologie du patient. La taille du brassard a une implication directe sur la qualité des mesures. Il est essentiel que le brassard soit adapté à chaque morphologie.

- Un brassard trop étroit surestimera la pression artérielle.
- Un brassard trop grand pourra quant à lui sous estimer la pression artérielle du patient.

• RAPIDE ET PRATIQUE

Aimantée en ses deux extrémités la tubulure "LIFE LINK®" permet le changement de brassard en une seconde et sans aucun effort. Jamais une technologie n'aura permis d'offrir aux professionnels la possibilité de changer de brassard sans perdre en praticité et en confort.

• RÉSISTANT

Sa construction métallique offre un caractère robuste et une longévité à la connectique "LIFE LINK®".

DÉSIGNATION

Tubulure Life Link® pour tensiromètre Mobi

RÉFÉRENCE

513 720



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr