

## Tensiomètre mécanique **BOSO Solid** BO021011101

### Tensiomètre professionnel à simple tubulure

Diam. cadran 60 mm

Tensiomètre anéroïde moderne, robuste et maniable.  
Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.

Appareil équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.

Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de  $\pm 3$  mmHg sur toute la plage de mesure.

Livré avec brassard velcro noir dans un étui à fermeture éclair.

Fabriqué en Allemagne par BOSO - Garantie 2 ans

Existe aussi en cadran 48mm

EAN : 4002427014505



#### Accessoires :

BO111412001	BRASSARD OBESE VELCRO NOIR SIMPLE TUBUL 12X45
BO111411001	BRASSARD VELCRO NOIR BRAS FORT 12X35
BO111410001	BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X28
BO1114250	BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X23
BO1104250	BRASSARD VELCRO BLEU ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X23
BO211430001	BRASSARD VELCRO MULTICOLORE ENFANT SIMPLE TUBULURE 8X20
BO211431001	BRASSARD VELCRO MULTICOLORE -PETIT ENFANT -SIMPLE TUBULURE 6X20
BO311435001	BRASSARD VELCRO MULTICOLORE NOURRISS. SIMPLE TUBULURE 4X20