

Tensiomètre mécanique **BOSO Clinicus**

Tensiomètre professionnel simple tubulure
Diamètre du cadran : 60 mm
Manomètre et brassard noir



Modèle économique simple tubulure, spécialement conçu pour l'usage hospitalier

Modèle de type classique bénéficiant des technologies les plus modernes
Appareil livré complet avec brassard velcro noir dans un étui à fermeture éclair

Boîtier et bague de protection du cadran réalisés dans un plastique anti-choc noir

Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion

Raccord latéral fixe pour emboîtement du tuyau du brassard

Le contrôle qualité Boso sur chaque appareil garantit une précision de ± 3 mm Hg sur toute la plage de mesure

Fabriqué en Allemagne par BOSO - Garantie 2 ans



BO035011101 MANO NOIR BRASS. VELCRO NOIR
BO034011102 MANO BLEU BRASSARD VELCRO BLEU
BO034011103R MANO ROUGE BRASS. VELCRO ROUGE
BO034011104V MANO VERT BRASS. VELCRO VERT

Accessoires :

BO111412001 BRASSARD OBESE VELCRO NOIR SIMPLE TUBUL 12X45
BO111411001 BRASSARD VELCRO NOIR BRAS FORT 12X35
BO111410001 BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X28
BO1114250 BRASSARD VELCRO NOIR ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X23
BO1104250 BRASSARD VELCRO BLEU ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X23
BO1114255 BRASSARD VELCRO NOIR ET ROUGE ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X23
BO1114258 BRASSARD VELCRO VERT ADULTE SIMPLE TUBULURE - 12X23
BO211430001 BRASSARD VELCRO MULTICOLORE ENFANT SIMPLE TUBULURE 8X20
BO211431001 BRASSARD VELCRO MULTICOLORE -PETIT ENFANT -SIMPLE TUBULURE 6X20
BO311435001 BRASSARD VELCRO MULTICOLORE NOURRISS. SIMPLE TUBULURE 4X20