

Veroval® compact tensiomètre poignet Autotensiomètre

Référence **Code ACL**
925442 **6123754**



Produit

L'autotensiomètre pour le poignet Veroval® compact tensiomètre poignet est un appareil qui utilise la méthode de mesure oscillométrique.

L'autotensiomètre, doté de la technologie Comfort Air, garantit une mesure agréable.

Lors de la première mesure, la pression de gonflage est de 190 mmHg.

Pour les mesures suivantes, la pression de gonflage est adaptée individuellement en se basant sur les précédentes valeurs mesurées de la pression artérielle.

Le produit est livré avec un étui en plastique rigide.

Appareil validé cliniquement : protocole ESH-IP2.

Le produit est conforme aux normes DIN EN IEC 60601-1, DIN EN IEC 60601-1-2, DIN EN 1060-3, DIN EN 1060-4, DIN EN IEC 80601-2-30, DIN EN ISO 81060-1 et DIN EN ISO 81060-2.

Indications / Classification

Prise de la mesure de la tension artérielle au poignet d'un adulte.

Veroval® compact tensiomètre poignet est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0197).

Spécifications

Composition :

Composition du boîtier écran : ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène)

Composition du bracelet poignet (serre-poignet) :

- extérieur : polyester
- fermeture : Velcro
- poche gonflable : PVC
- boucle : acier plaqué nickel

Affichage digital - écran LCD à cristaux liquides

Caractéristiques :

Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.

Affichage date, heure, pressions systolique et diastolique, pouls.

Technologie "Comfort Air".

Détection d'une arythmie

Classification colorielle des résultats selon les recommandations de l'OMS

Ecran large.

Bracelet adapté à une circonférence de poignet de 12,5 à 21cm.

Fonction pour 2 utilisateurs : 100 mémoires chacun (soit 200 mémoires), avec calcul de la moyenne de toutes les valeurs mesurées, de la moyenne "matin" et "soir" des 7 derniers jours.

Piles x 2 Alcaline-manganèse - type AAA LR03 - 1,5 V (environ 1000 mesures).

Fonction contrôle état des piles.

Coupe automatique après 1 minute d'inutilisation après la fin de la mesure, sinon, après 30 secondes.

Etendue de l'affichage : 0 - 300 mmHg.

Etendue de la mesure :

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS

67607 SELESTAT Cedex - France

Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99

contact@hartmann.fr - <http://www.hartmann.fr>



- Systole (SYS) : 50 - 280 mmHg,
 - Diastole (DIA) : 30 - 200 mmHg,
 - Pouls : 40 - 199 pulsations / minute.
- Pression de gonflage : env. 190 mmHg lors de la première mesure

Garantie : 3 ans

Présentation / Conditionnement

Emballage individuel dans une boîte pliante puis sous pochette plastique transparente soudée, puis dans une boîte.

Accompagné :

- d'une notice d'emploi, avec bon de garantie
- et de 2 piles types AAA LR03 1,5V

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
925442	1	6

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton
925442	112 x 100 x 105 mm	310 x 235 x 120 mm

Précautions d'emploi

Se référer à la notice

Contre-indications

Se référer à la notice

Conseils d'utilisation

Se référer à la notice