




Thermoval® Standard

Thermomètre électronique

Référence
925021

Taille ou dimensions
Coloris : blanc

Code ACL
2154983



Produit

Thermomètre électronique avec sonde étanche à usage médical avec dispositif à maximum, comportant une sonde de température et un ensemble indicateur relié de façon permanente l'un à l'autre.

Temps de mesure : 1 min. env.

Indications / Classification

Pour une mesure de la température rectale, buccale et axillaire.

Thermoval® Standard est un dispositif médical de classe IIa (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

- Boîtier : ABS
- Élément protecteur de la sonde : acier
- Affichage à cristaux liquides 3 chiffres
- Bouton on/off : caoutchouc synthétique
- Pile alcaline, LR41, 1,55 V

Caractéristiques :

- Etendue de mesure : 32,0 °C - 42,9 °C
- Echelon de mesure : 0,1 °C dans la gamme comprise entre 35,5°C et 42°C
0,2°C pour le reste de la gamme
- Propriétés :
 - Indication de température basse (< à 32 °C) : Lo°C
 - Indication de température haute (> à 42,9 °C) : HI°C
 - Signal sonore indiquant la mise en route de l'appareil et la fin de la mesure
 - Déconnexion automatique
 - Mémoire de la dernière mesure
 - Pile longue durée pouvant être remplacée (env 3000 mesures)
 - Garantie : 2 ans
 - Mesure de la température :
 - * mesure axillaire : température rectale + 0,5 °C à 1,5 °C
 - * mesure buccale : température rectale + 0,3 °C à 0,8 °C

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Le thermomètre protégé par un fourreau plastique est présenté individuellement dans une boîte (145 x 50 x 18 mm).

Boîte de regroupement de 12 thermomètres.

Carton de 4 boîtes.

Accompagné d'une notice d'emploi.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb carton / carton de transport
925021	Coloris : blanc	36	6

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions carton	Dimensions carton de transport
925021	Coloris : blanc	365 x 218 x 160 mm	680 x 381 x 346 mm