


joleti

- Aucun contact, aucun nettoyage.
- Mesure la température du corps ou d'un objet.
- Double mesure : C° ou F°.
- Plage de mesure :
Mode Frontal : 34°C – 43,0°C
Mode Surface : 0°C -93,00°C
- Facile d'utilisation.
- Paramètres d'alarme réglables.
- Affichage numérique LCD rétro-éclairé sur 3 couleurs (vert/orange/rouge) en fonction de la fièvre.
- Extinction automatique.
- Alimentation : DC 3V (2 piles AAA 1,5V)
- Poids : 75 g
- Garantie : 2 ans



RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

DIMENSIONS

CONDITIONNEMENT

15 12 087 000

Thermomètre infrarouge JOLETI

76x38x136 mm

À l'unité



LA
CENTRALE
MÉDICALE

La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)



Dongguan SIMZO Electronic Technology Co., Ltd.
No. 6, Zhangzhou Road, Daojiao Town, Dongguan
City, Guangdong Province, 523187,
P.R. CHINA



LBS MEDICAL
101 Chemin de Ronde,
78290, CROISY-SUR-SEINE (FRANCE)

