

# Kit de pièces détachées Stéthoscope 3M™ Littmann®, Classic II Pédiatrique, 40012, kit

- Qualité et fiabilité Littmann® dans un seul kit
- Contient une membrane flottante
- Contient une bague noire pour assembler la membrane au pavillon
- Contient une bague grise pour assembler la membrane au pavillon

Les Stéthoscopes 3M™ Littmann® offrent la plus grande qualité attendue par les professionnels de santé et chaque pièce de rechange et accessoire respecte les mêmes standards d'exigence. Chaque kit de pièces détachées correspond à un de nos modèles de stéthoscopes Littmann®. Les pièces de rechange de stéthoscopes et des accessoires permettent des réparations simples. Chaque article est soigneusement fabriqué pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Le Kit de pièces de rechange des stéthoscopes pédiatriques 3M™ Littmann® Classic II contient une bague noire, une bague grise et une membrane flottante.

## *Applications*

- Pour le remplacement des embouts auriculaires, bagues et membrane flottante des stéthoscopes pédiatriques