

ORL & OPHTALMOSCOPE - DEBITMETRE

DEBITMETRE DE POINTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type	Débitmètre de pointe	
Classe de l'appareil	Classe Im	
Mesure	Plage de mesure	50 - 800 L/min
	Résolution	+/- 10 L/min ou 10% de la mesure lue
	Précision	+/- 5 L/min ou 5% de la mesure lue
	Effet de l'altitude sur l'appareil (et sur l'air expiré)	lectures inférieures d'env. 5 L par 1000 m (la densité de l'air diminue ce qui augmente le débit expiratoire de pointe)
	Résistance au flux la plus élevée	0.00384 KPa/L/min @720 L/min gamme standard 0.00205 KPa/L/min @300 L/min gamme basse
Condition d'utilisation	Température de stockage	De 10°C -35°C
	Humidité relative	Entre 30% et 75% (sans condensation)
Dimensions et poids	Dimensions	172 x 50 x 30 mm
	Poids	-100 g (appareil seul)
Garantie Spengler	2 ans (dans les conditions normales d'utilisation)	

Service après-vente Spengler : pour toute question, vous adresser à votre distributeur Spengler.

Désignation	Référence
Débitmètre de pointe Peak Flow	L36147



Accessoires

- Boîte de 100 embouts adulte Ø 30 mm **L35587**
- Boîte de 100 embouts enfant Ø 22 mm **L35678**

LA QUALITÉ SPENGLER

Assurance qualité

Spengler entreprise française certifiée NF EN ISO 9001:2008, NF EN ISO 13485:2004.

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42: débitmètre de pointe de classe Im.

Les débitmètres de pointe de Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et la réparation.

Garantie

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les débitmètres de pointe de Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler de 2 ans des débitmètres de pointe de Spengler (dans les conditions

normales d'utilisation) : remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente.



Spengler S.A.S
ZI La Limoise
Rue Robert Maréchal
36100 ISSOUDUN
FRANCE

Tél : +33 (0)4 42 52 89 89
Tél : +33 (0)4 42 52 89 89
contact@spengler.fr
www.spengler.fr



www.spengler.fr