

Moniteur PNI / SPO2 **PM50**



Fonction PNI

Monitoring de la tension longue durée, alarme haute et basse.
Prise de tension ponctuelle automatique

Fonction SpO2

Mesure de la SpO2, pléthysmogramme et pouls.
Alarme haute et basse.
Mémoire de 4800 mesures pour analyse des tendances.

Caractéristiques

Ecran couleur haute définition 2,4 pouces

Affichage écran des résultats :

- Mesures de la tension (systolique, diastolique, moyenne), SpO2 et pouls.
- Liste des mesures mémorisées
- Graphiques des tendances

Utilisable sur patients adulte, enfant et nouveau-né.

Dimensions / poids : 128 x 69 x 36 mm / 350 gr (avec piles)

Alimentation par 2 piles AA

Livré avec brassard adulte, capteur SpO2 et trousse de transport (bandoulière)

Accessoires optionnels : brassards gros bras, enfant, nouveau-né, capteurs SpO2 enfant et nouveau-né.

Garantie un an

Avertissement : menu de navigation et logiciel PC en Anglais

Garantie 1 an (unité centrale)

Code douanier : 90181910

Origine : Chine

Stockage : -20°C/+55°C

BRASENF-PM50	BRASSARD ENFANT POUR MONITEUR PM50	EAN :
BRASNOUV-PM50	BRASSARD NOUVEAU NE POUR MONITEUR PM50	EAN : 9121410250389
BRASADUL-PM50	BRASSARD ADULTE pour MONITEUR PM50	EAN : 14891506300050
BRASOBES-PM50	BRASSARD OBESE POUR MONITEUR PM50	EAN : 3831309041584
CAPA-PM50	CAPTEUR SPO2 ADULTE POUR REF PM50 -MONITEUR-	EAN : 5291402250243
CAPE-PM50	CAPTEUR SPO2 ENFANT POUR REF PM50 -MONITEUR-	EAN : 17121512251815