

# MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT



Réf. DSP570150



# MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT



Réf. **DSP570150**

Miroir de clar SPENGLER, adapté à toutes les morphologies grâce à un Bandeau métallique souple.

- Réglage de la focale par ajustement du porte lampe : éclairage par LED.
- Alimentation : 2 piles CR 123 fournies - Voltage 3.5 V

Livré avec trousse de transport

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446011390

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,647

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



16/02/2021 13:09 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSP570150

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.