

**REFERENCE**

304000313

304000513

**Set Couleur**

Rouge - Jaune - Noir

Rouge - Jaune - Noir - Vert - Blanc

Longueur cordon	10 cm
Type de cordon	Silicone
Diamètre connection	Fiche banane 4.0mm
Matière douille	Cuivre
Matière surmoulage douille	TPE
Connection Electrodes	Pince
Matière connectique	Nickel
Matière surmoulage	TPE
Latex	Sans
Phtalates	Sans
Produits d'origine animal	Sans
Conditionnement	304000313 : Set de 3 pièces 304000513 : Set de 5 pièces
Origine	France



88, avenue du Général de Gaulle - 93170 Bagnolet - France  
Tel : +33 (0)1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0)1 42 43 64 44  
E-mail : info@comepa.com - Internet : www.comepa.com

Rev.: 2017/10