

CARDIOVIT AT1-G2


SCHILLER
Innovation

ECG portable avec qualité d'analyse cardiologique
Excellent rapport qualité/prix

Plus de 100 000 modèles vendus à travers le monde !

Cardiovit AT1 G2 est extrêmement simple à utiliser :

- ECG 3 pistes avec écran couleur 5" et imprimante thermique intégrée.
- Intuitif : 3 boutons pour réaliser l'examen
- Compact et léger : moins de 2 kg (avec une ramette de papier)
- **Excellente qualité du tracé : fréquence d'échantillonnage à 32000 Hz.**
- Bande passante jusqu'à 250 Hz.
- Pré-visualisation de l'ECG avant impression.
- Programme de vérification du positionnement des électrodes.
- Clavier à membrane pour une hygiène maximale.
- Câbles et accessoires identiques à tous les ECG Schiller.



En option :

- Interprétation automatique
- Sacoche de transport
- Sangle universelle Levmed
- Extension de garantie jusqu'à 3 ans supplémentaires



Plus d'informations
contact@schillerfrance.fr
Boutique en ligne www.mediprostore.com



SCHILLER
FRANCE S.A.S