

## ECG 3 pistes **1103G**

**Portable - Léger - Autonome**



### Caractéristiques générales

- 12 dérivations simultanées
- Alimentation secteur/batterie
- Ecran LCD 3,8 pouces (3 ou 12 dérivations)
- Facile à manipuler avec son écran LCD, **menu d'aide à l'utilisation**
- Modes : automatique, manuel, rythme (1 mn avec **analyse de l'intervalle RR**)
- **Calcul des paramètres** automatique
- Aide à l'interprétation en option (upgradable), réf. KEI-301
- Mémoire interne pour 12 tracés ECG
- Carte SD optionnelle (interne) pour 250 tracés ECG
- Poignée de transport intégrée
- Connectique : USB, réseau, RS232
- Logiciel de transfert vers PC en option, export direct en différents formats

### Caractéristiques techniques

Sensibilité :	auto, 2.5, 5, 10, 20, 40 (mm / mV) $\pm$ 5 %
Vitesse :	5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s $\pm$ 3 %.
Filtre EMG :	25 / 45 Hz
Fréquence de réponse :	0,05Hz~165Hz
Mode d'impression :	peigne thermique
Largeur papier	63 mm (rouleau)
Dimensions :	345 mm x 300 mm x 80 mm
Poids complet :	2,5 kg (avec batterie et alimentation secteur)
Garantie :	2 ans
Livré avec :	câble patient fiches bananes, 4 pinces membres, 6 poires précordiales.
Code douanier :	90181100