

<b>Dénomination</b>	<b>Protection de literie</b>
<b>Dimensions (+/- 7%)</b>	<b>80 x 140 cm</b>
Référence	774451
Code ACL/EAN	6042670 / 732540801347
Poids total (+/- 7%)	80,7 g



<b>CONDITIONNEMENT</b>	Nbre de pièces / sachet	30
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	36
	Poids du carton	10,5 kg
	Volume carton m <sup>3</sup>	0,06
	Site de production	Gemerska (Slovaquie)

## COMPOSITION

<b>FILM EXTERIEUR</b>	<b>Intraversable, souple, silencieux et résistant</b>	
	Composition	Polyéthylène
	Poids	11,2 g/m <sup>2</sup>

<b>FEUILLE ABSORBANTE</b>	<b>Douce, confortable et absorbante Renforcée au fil de nylon et barrière anti-fuites</b>	
	Composition	Cellulose
	Poids	29 g/m <sup>2</sup>

## BENEFICES PRODUIT

<b>Identification</b>	Sachet : information produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
<b>Confort</b>	Testé dermatologiquement

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.