

Dénomination		Carré de cellulose jetable	
Dimensions (+/- 7%)	250 x 260 mm	250 x 330 mm	
Référence	744000-10	744200-10	
Code ACL/EAN	7310791042121	7310791056067	
Poids (+/- 7%)	7,338 g	9,32 g	
Absorption (+/- 7%)	280 ml	280 ml	
Présentation	Boîte distributrice		



CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / boîte	200	200
	Nbre de boîtes / carton	8	6
	Nbre cartons / palette*	24	24
	Poids du carton	13,17 g	12,47 g
	Volume carton m <sup>3</sup>	0,063	0,059
	Site de production	Absbond-Mölnlycke (Suède)	

CARACTÉRISTIQUES	Quatre feuilles de cellulose renforcées longitudinalement par des fils de nylon. Résistant et doux au frottement humide. Ne peluche pas, ne se délite pas.		
	Composition	Ouate de cellulose	
	Poids	27 g/m <sup>2</sup>	
	Couleur	Blanc	

\*Information non contractuelle

