

joleti

- ▶ Non stérile, haute sensibilité.
- ▶ Pour main gauche ou droite.
- ▶ Surface mirco-texturée au niveau de la paume et des doigts
- ▶ Bord roulé
- ▶ Conforme au Règlement MDR (UE) 2017/745 et à la Norme Européenne EN 455 1/2/3
- ▶ Équipement de Protection Individuelle (EPI): Normes EN 21420 (EN ISO 21420 :2020), EN 374 1/2/4, EN 16523-1:2015, EN ISO 374-5:2016 (ISO 16604:2004).
- ▶ EPI CAT. III - Type C.
- ▶ Contact alimentaire : Conforme réglementation (UE) No 10/2011
- ▶ Longueur : 24 cm
- ▶ Résistance à la rupture (Megapascal) : Avant vieillissement - 18Mpa / Après vieillissement - 14 Mpa
- ▶ **DM Classe I**

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	TAILLE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE FOURNISSEUR
11 02 006 221	Gant d'examen latex JOLETI - Non poudré	Taille : S - 6/7	1 boîte de 100	CCIR-00701S
11 02 007 221	Gant d'examen latex JOLETI - Non poudré	Taille : M - 7/8	1 boîte de 100	CCIR-00701M
11 02 008 221	Gant d'examen latex JOLETI - Non poudré	Taille : L - 8/9	1 boîte de 100	CCIR-00701L
11 02 009 221	Gant d'examen latex JOLETI - Non poudré	Taille : XL - 9/10	1 boîte de 100	CCIR-00701XL

Taille : S - 6/7 - Largeur $\leq 80 \pm 10$ mm	Taille : M - 7/8 - Largeur 95 ± 10 mm	Taille : L - 8/9 - Largeur 110 ± 10 mm	Taille : XL - 9/10 - Largeur ≥ 110 mm
--	---	--	--



La Centrale Médicale
ZI de la Petite Dimerie
15, rue du 11 Novembre
62310 FRUGES (FRANCE)

