

## Vala®Clean Soft

Gant de toilette à usage unique

Référence  
992223



### Produit

Gant de toilette particulièrement doux, à usage unique en nontissé. Ouverture décalée pour une préhension plus facile du gant. Gant soudé à l'ultrason sur deux côtés pour une très grande résistance.

### Indications / Classification

Pour la toilette corporelle.

### Spécifications

Composition :

Nontissé : Mélange viscose/polyester

Dimensions :

Longueur : 210 mm env.

Largeur : 155 mm env.

Caractéristiques :

Grammage (ISO 9073-1) : 75 g/m<sup>2</sup> env.

Poids de l'article : 5,0 g env.

Résistance à la rupture (gant sec) :

\* sens marche (ISO 9073-3) : 1250 N/m env.

\* sens travers (ISO 9073-3) : 1250 N/m env.

Capacité d'absorption : 750 % env.

Couleur : blanc

Stérilisable à la vapeur d'eau et à l'oxyde d'éthylène

### Présentation / Conditionnement

En sachet polyéthylène

Référence	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
992223	50	20	36

Référence	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
992223	295 x 265 x 65 mm	394 x 394 x 293 mm	1200 x 800 x 915 mm