



PROTECTIONS POUR INCONTINENCE LEGERE

5160030280

EXPERT NORMAL

ABSORPTION 

iD **DIMENSIONS (mm)**

Longueur totale	280 mm	+/- 10 mm
Largeur totale	100 mm	+/- 5 mm
Longueur tampon	255 mm	+/- 10 mm
Largeur tampon	80 mm	+/- 5 mm
Entre jambe total	100 mm	+/- 5 mm
Entre jambe tampon	60 mm	+/- 5 mm
Pliage	3	

iD **POIDS**

Poids total	14 g	+/- 5 %
--------------------	-------------	----------------

iD **COMPOSITION**

Pâte fluff	100% fibres cellulosiques
Voile intérieur	polypropylène hydrophile
Enveloppe extérieure	complexe PP/PE blanc
Elastiques entre jambe	2x2 Lycra
SAP	polyacrylate de sodium (odour control)
Papier siliconé	imprimé « ID Expert Normal »
Colle de positionnement	pavé de 200 mm x 40 mm
Voile d'acquisition	complexe PET/PP blanc
Fabriqué en Europe (Belgique)	

iD **PERFORMANCE**

Absorption ISO 11-948	289 ml	+/- 10 %
------------------------------	---------------	-----------------

iD **CONDITIONNEMENT**

Sachet	28 produits
Carton	12 sachets
Palette	45 cartons
Type	1200 x 800

Ontex Santé France SAS

Bureaux, Centre Administratif Commercial et
Financier :
18, rue de Croix BP129 - 59443 Wasquehal Cedex
Tél : + 33 3 20 66 59 00 – Fax : + 33 3 20 66 59 48

Siège social : Chemin de la Haute-Deûle 62119 Dourges – France
S.A.S. au capital de 1.480.000 euros – RCS Arras 502 601 297 – Numéro TVA : FR 13 502 601 297
Coordonnées bancaires : BNP Paribas – IBAN FR76 3000 4021 1800 0406 2382 992- SWIFT
BNPAFRPPBQ