

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Poche collectrice d'urine 2 litres

Molifree ®

Référence **Référence ACL**
956681 **7385411**

Produit

Poche collectrice d'urine pour lit d'une capacité de 2 litres présentant une tubulure d'arrivée avec valve anti-reflux et un tube de vidange. Graduations de remplissage. Livrée avec 3 crochets de fixation au lit.

Molifree ® est un dispositif médical de classe I.

Indication

Système collecteur des urines pour l'incontinence masculine, notamment l'incontinence réflexe, l'incontinence associée à la paraplégie ou les lésions sphinctériennes postopératoires.

Spécifications

Composition :

Poche : film et connecteur en PVC
Tubulure : PVC, longueur environ 90 cm
Système de vidange : LDPE / PVC

Les poches sont prises en charge par la LPPR.

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

En vrac par 10 dans un sachet en polyéthylène, puis en boîte et en carton.
Dans chaque boîte, se trouvent une notice d'utilisation et 3 crochets de fixation.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Dimensions boîte	Dimensions carton
956681	3 sachets	4	350 x 270 x 105 mm	556 x 363 x 232 mm