

NOM DU PRODUIT

DESIGNATION
SONDE RECTALE

REFERENCE(S) : 06SL07xxD

INDICATIONS

- Evacuation des sécrétions rectales
- Lavement

COMPOSITION

Sonde : PVC
Godet : PVC

DESCRIPTION

Sondes en PVC
Godets de couleur différente selon la Charrière

Longueur 40 cm, extrémité cylindrique, 2 oeils
Ch. : 18-20-22-24-26-28-30

Charrières	Couleur godet
18	rouge
20	jaune
22	violet
24	bleu
26	blanc
28	vert
30	gris noir

CONDITIONNEMENT

Unitaire : Sous simple emballage
Boîte : 25 unités

STERILISATION/ PEREMPTION

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
Date de validité : 5 ans à compter de la date de stérilisation

NETTOYAGE/ DECONTAMINATION

Produit à usage unique



CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur des patients hypersensibles aux matières entrant dans ma composition des produits.
Eviter une exposition prolongée et/ou répétée pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.
Dispositif pouvant contenir du DEHP.

CLASSEMENT CE / EC CLASSIFICATION

Classe du dispositif : Is



Fabricant : POLY MEDICURE LIMITED - Plot No. 104-105 Sector-59, HSIIDC Area, Ballabgarh - 121004, Haryana, INDIA

Mandataire: OBELIS S.A. - Boulevard Général Wahis 53, B-1030, Brussels, BELGIUM

Distributeur : PETERS SURGICAL

Peters Surgical est certifié ISO 13485 et répond aux exigences réglementaires de la Directive Européenne 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.