



## Dénomination

### Taille

Référence  
Code EAN  
Marquage CE  
Poids total (+/- 7%)  
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)

Dimension produit (+/- 7%)  
Dimension matelas (+/- 7%)  
Tour de taille du patient  
Utilisation

## Change complet respirant

### XXS

**700029**

7322541412405

OUI

58 g

1500 ml

590 x 440 mm

470 x 250 mm

50 à 60 cm

sans latex

Usage unique

<b>CONDITIONNEMENT</b>	Nbre de pièces / sachet	32
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	20
	Poids du carton	8.024 kg
	Volume carton (m <sup>3</sup> )	0,083525
	Volume m <sup>3</sup> / 100 pièces	0,065

<b>FILM EXTERIEUR</b>	<b>Intraversable, souple, silencieux et résistant</b>	
	Couleur	Blanc
	Composition	non tissé respirant

<b>VOILE INTERIEUR</b>	<b>INTERIEUR</b>	
	Hydrophile, perméable, doux et résistant	
	Composition	Non tissé

<b>DOUBLE MATELAS</b>	<b>DOUBLE MATELAS</b>	
	Composition	
	Pulpe de cellulose	
	<b>Textile Feel</b>	Une matière douce pour un toucher Textile

<b>CONFORT ET SECURITE</b>	<b>MULTI-FIXATIONS</b>	Attaches adhésives larges: polypropylène Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois
	<b>DERMATOLOGICALLY TESTED</b>	Testé dermatologiquement pour garder une peau saine.
	<b>TEMOIN DE MICTION</b>	Visualisation de la miction sans ouvrir le change (2 témoins) Se colore lorsque la protection se remplit
	<b>BARRIERES DE SECURITE</b>	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale Elastane
	Composition des élastiques	

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.