

# Coton hydrophile en accordéon

REF : 190693

---

**CLADIMED :**

F51EC01

---

**PRODUIT :**

REF 190693, Coton hydrophile compacté, en accordéon, 100 g, dans un sachet avec cordonnet,

---

**COMPOSITION :**

100 % coton

---

**CARACTERISTIQUES :**

Conforme à la Pharmacopée Européenne.

Nappe pliée en accordéon.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

---

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Sous sachet avec cordonnet.

Coton hydrophile en accordéon					
REF	Code ACL	Code LPPR	Poids de coton par sachet	Conditionnement de base	Carton Standard
190693	4063591750484	6324123	100 g	1 sachet	24 sachets

---

**INDICATIONS :**

Pour nettoyage local de la peau sans plaie ouverte.

---

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Refermer soigneusement le sachet après utilisation.

Usage unique.

---

**STERILISATION :**

Produit non stérile.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans leur emballage protecteur, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans à partir de la date de fabrication si les conditions de stockage sont respectées.