


**Champ de soin
Référence 9069E**



Produit conforme aux exigences de la Norme EN 13795

Qté	CONTENU	DIMENSIONS cm x cm	COMPOSITION	TECHNOLOGIE
1	Champ de soin	75 x 90	Non-tissé : viscose (28g/m ²) Polyéthylène 50 μ (24g/m ²)	Lamination à chaud par adhésif (acrylate)

Origine matières premières

Suisse et Autriche

Lieu de fabrication

Allemagne

Mode de stérilisation

Oxyde d'éthylène

Lieu de stérilisation

Allemagne

Produit

Dispositif Médical de classe I stérile selon la Directive 93/42/CEE

Inflammabilité

Classe I - CFR title 16, part 161.3

Durée de vie

5 ans

Conditionnement

30 champs par boîte / 4 boîtes distributrices par carton
Sachet pelable / Simple emballage

Marquage CE

Oui – Organisme notifié 0297

Environnement

Produit de dégradation non toxique pour l'environnement
(par crémation)

SANS LATEX