


Foliodrape[®] Protect Champ opératoire

Champ opératoire



| Référence | Taille ou dimensions |
|-----------|----------------------|
| 277516 | 37,5 x 45 cm |
| 277500 | 45 x 75 cm |
| 277547 | 50 x 50 cm |
| 277501 | 75 x 75 cm |
| 277502 | 75 x 90 cm |
| 277504 | 90 x 100 cm |
| 277506 | 90 x 150 cm |
| 277505 | 95 x 120 cm |

Produit

Champ en nontissé absorbant et imperméable.
Stérile à usage unique.

Le champ est conforme à la norme NF EN 13795 et correspond au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande).

Indications / Classification

Utilisés pour la protection stérile du patient et / ou du mobilier du bloc opératoire.

Foliodrape[®] Protect Champ opératoire est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications

Type de matériau : matériau Protect
- 1 couche de nontissé absorbant en polypropylène hydrophile
- 1 couche de polyéthylène
Coloris : bleu aqua

Absence de latex.
Absence de phtalates.
Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Simple emballage : blister souple pelable (papier / complexe).
En boîte distributrice.

| Référence | Nb unités / blister | Nb blisters / boîte | Nb boîtes / carton | Nb cartons / palette |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 277500 | 1 | 65 | 4 | 20 |
| 277501 | 1 | 55 | 4 | 20 |
| 277502 | 1 | 35 | 4 | 20 |
| 277504 | 1 | 25 | 4 | 20 |
| 277505 | 1 | 25 | 4 | 20 |
| 277506 | 1 | 20 | 4 | 20 |
| 277516 | 1 | 125 | 4 | 20 |
| 277547 | 1 | 100 | 4 | 20 |

| Référence | Dimensions boîte | Dimensions carton | Dimensions palette |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 277500 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277501 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277502 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277504 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277505 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277506 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277516 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |
| 277547 | 295 x 140 x 370 mm | 585 x 385 x 320 mm | 1200 x 800 x 1750 mm max |



Fabrication et Stérilisation

Lieu de fabrication : République Tchèque
Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène.
Lieu de stérilisation : République Tchèque
Péremption à : 5 ans après la stérilisation.