

Stérilux® Bandes extensibles

Bande de fixation



Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
241570	5 cm x 3 m	6160420
241571	7 cm x 3 m	6160437
241572	10 cm x 3 m	6160443
241573	5 cm x 4 m	6160466
241574	7 cm x 4 m	6160472
241575	10 cm x 4 m	6160489
241576	15 cm x 4 m	7497251

Produit

Bandes extensibles aérées.

Indications / Classification

Pour la fixation de pansements, fixation d'attelles.

Stérilux® Bandes extensibles est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Coton hydrophile 50% / Polyamide 50%.

Caractéristiques :

Coloris : blanc

Nombre de fils de chaîne : 106 +/- 6%

Nombre de fils de trame : 80 +/- 5%

Longueur étirée : 3 ou 4 m

Largeur : 5, 7, 10 ou 15 cm

Azurant optique, colorant extractible : absence

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

En rouleau unitaire dans une boîte. Chaque bande est enveloppée sous un film de cellophane.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
241570	5 cm x 3 m	1	40
241571	7 cm x 3 m	1	40
241572	10 cm x 3 m	1	40
241573	5 cm x 4 m	1	40
241574	7 cm x 4 m	1	40
241575	10 cm x 4 m	1	40
241576	15 cm x 4 m	1	20

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
241570	5 cm x 3 m	60 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 139 mm
241571	7 cm x 3 m	80 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 179 mm
241572	10 cm x 3 m	110 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 239 mm
241573	5 cm x 4 m	60 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 139 mm
241574	7 cm x 4 m	80 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 179 mm
241575	10 cm x 4 m	110 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 239 mm
241576	15 cm x 4 m	160 x 40 x 40 mm	213 x 173 x 179 mm