

# CURAFIX® H

## Sparadrap non-tissé extensible

REF : 138941, 138942, 138943, 138944, 190200, 190201, 190202, 190203

### PRODUIT :

REF 138941, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 5 cm, référence hôpital,  
REF 138942, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 10 cm, référence hôpital,  
REF 138943, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 15 cm, référence hôpital,  
REF 138944, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 20 cm, référence hôpital,

REF 190200, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 5 cm, référence officine,  
REF 190201, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 10 cm, référence officine,  
REF 190202, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 15 cm, référence officine,  
REF 190203, Curafix® H, Sparadrap non-tissé extensible, 10 m x 20 cm, référence officine.

### COMPOSITION :

Support en non-tissé 100 % polyester.  
Masse adhésive en polyacrylate.  
Partie adhésive recouverte d'un papier protecteur.

### CARACTERISTIQUES :

Sparadrap non-tissé de couleur blanc, extensible et perméable à la vapeur d'eau, découpable au besoin.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel. Absence de colophane et de ses dérivés.

### PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :

Chaque rouleau est emballé individuellement dans une boîte distributrice.

Curafix® H, Sparadrap multi-extensible						
REF	Code GTIN	Code LPPR	Longueur	Largeur	Conditionnement de base	Carton Standard
190200	4056649889281	6324152	10 m	5 cm	1 rouleau	48 rouleaux
190201	4056649889298	6324130	10 m	10 cm	1 rouleau	24 rouleaux
190202	4056649889304	6324130	10 m	15 cm	1 rouleau	24 rouleaux
190203	4056649889311	6324130	10 m	20 cm	1 rouleau	16 rouleaux
138941	4056649876434	-	10 m	5 cm	1 rouleau	48 rouleaux
138942	4056649876465	-	10 m	10 cm	1 rouleau	24 rouleaux
138943	4056649876571	-	10 m	15 cm	1 rouleau	24 rouleaux
138944	4056649876601	-	10 m	20 cm	1 rouleau	16 rouleaux

### INDICATIONS :

Fixation sur toute une surface de pansements, particulièrement en soins post-opératoires, de drains et de cathéters, etc...

### MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le papier de protection s'ouvre en exerçant une légère tension latérale.

**STERILISATION :**

Produit non stérile.  
Usage unique.

---

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur (entre 5 et 40°C), (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité (pas plus de 80 %).

---

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans si les conditions de stockage sont respectées.