

Peha-haft® Latex-free

Bande de fixation



Référence	Taille ou dimensions
932441	4 cm x 4 m
932442	6 cm x 4 m
932443	8 cm x 4 m
932444	10 cm x 4 m
932445	12 cm x 4 m
932446	4 cm x 20 m
932447	6 cm x 20 m
932448	8 cm x 20 m
932449	10 cm x 20 m
932444	10 cm x 4 m

Produit

Bande de fixation élastique et cohésive sans latex.

Indications / Classification

Pour la fixation de pansements, surtout sur les articulations et les zones corporelles coniques ou arrondies. Pour le maintien de pansements, du matériel de rembourrage orthopédique, de canules, ... Pour servir de bandage de soutien offrant une légère compression.

Peha-haft® Latex-free est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Bande de crêpe : viscose (43 %) / coton (37 %) / polyamide (20 %).

Imprégnation à base de polymères sans latex naturel, sans acrylate ni chlore.

Caractéristiques :

Longueur de la bande étirée : 4 ou 20 m environ

Extensibilité : 85 % env.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Présentation / Conditionnement

En boîte individuelle.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
932441	4 cm x 4 m	1	140	32
932442	6 cm x 4 m	1	140	24
932443	8 cm x 4 m	1	140	36
932444	10 cm x 4 m	1	140	28
932445	12 cm x 4 m	1	140	24
932446	4 cm x 20 m	1	24	112
932447	6 cm x 20 m	1	24	88
932448	8 cm x 20 m	1	24	72
932449	10 cm x 20 m	1	24	56
932450	12 cm x 20 m	1	24	48

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
932441	4 cm x 4 m	53 x 53 x 47 mm	396 x 293 x 290 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932442	6 cm x 4 m	53 x 53 x 67 mm	396 x 293 x 290 mm	1200 x 800 x 1895 mm
932443	8 cm x 4 m	53 x 53 x 87 mm	558 x 396 x 194 mm	1200 x 800 x 1831 mm
932444	10 cm x 4 m	53 x 53 x 107 mm	558 x 396 x 234 mm	1200 x 800 x 1783 mm
932445	12 cm x 4 m	53 x 53 x 127 mm	558 x 396 x 289 mm	1200 x 800 x 1879 mm
932446	4 cm x 20 m	91 x 91 x 47 mm	394 x 294 x 118 mm	1200 x 800 x 1797 mm
932447	6 cm x 20 m	91 x 91 x 67 mm	394 x 294 x 153 mm	1200 x 800 x 1828 mm
932448	8 cm x 20 m	91 x 91 x 87 mm	394 x 294 x 193 mm	1200 x 800 x 1882 mm
932449	10 cm x 20 m	91 x 91 x 107 mm	394 x 294 x 233 mm	1200 x 800 x 1776 mm
932450	12 cm x 20 m	91 x 91 x 127 mm	394 x 294 x 273 mm	1200 x 800 x 1783 mm

Péremption

Durée de vie : 3 ans.