

# MOLLELAST® HAFT

## Bande de fixation cohésive

REF : 30063, 30064, 30065, 30066, 30067, 30069, 30070, 30071, 30072, 82691, 82693, 82697, 82700, 109510.

---

### PRODUIT :

REF 30063, Mollelast® Haft, 4 m x 4 cm, référence hôpital,  
REF 30064, Mollelast® Haft, 4 m x 6 cm, référence hôpital,  
REF 30065, Mollelast® Haft, 4 m x 8 cm, référence hôpital,  
REF 30066, Mollelast® Haft, 4 m x 10 cm, référence hôpital,  
REF 30067, Mollelast® Haft, 4 m x 12 cm, référence hôpital,  
REF 30069, Mollelast® Haft, 20 m x 6 cm, référence hôpital,  
REF 30070, Mollelast® Haft, 20 m x 8 cm, référence hôpital,  
REF 30071, Mollelast® Haft, 20 m x 10 cm, référence hôpital,  
REF 30072, Mollelast® Haft, 20 m x 12 cm, référence hôpital,  
REF 109510, Mollelast® Haft, 4 m x 4 cm, référence officine,  
REF 82691, Mollelast® Haft, 4 m x 6 cm, référence officine,  
REF 82693, Mollelast® Haft, 4 m x 8 cm, référence officine,  
REF 82697, Mollelast® Haft, 4 m x 10 cm, référence officine,  
REF 82700, Mollelast® Haft, 4 m x 12 cm, référence officine.

---

### COMPOSITION :

- viscose : 66 %,  
- polyamide : 34 %,  
- enduction de latex.

---

### CARACTERISTIQUES :

Bande de fixation élastique cohésive blanche.  
Extensible en longueur et élastique en largeur.  
Colle sur elle- même mais ne colle pas à la peau.  
Perméable à l'air

Produit fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

**PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :**

Bande sous étui individuel.

<b>Mollelast® Haft, Bande de fixation cohésive</b>				
<b>REF Groupe</b>	<b>Code ACL</b>	<b>Code LPPR</b>	<b>Conditionnement de base</b>	<b>Carton Standard</b>
30063			1 bande	120 bandes
30064			1 bande	100 bandes
30065			1 bande	120 bandes
30066			1 bande	120 bandes
30067			1 bande	100 bandes
30069			1 bande	18 bandes
30070			1 bande	18 bandes
30071			1 bande	18 bandes
30072			1 bande	18 bandes
109510	3401072934076	6318571	1 bande	120 bandes
82691	3401072934137	6324465	1 bande	100 bandes
82693	3401072934366	6324459	1 bande	120 bandes
82697	3401072934427	6324436	1 bande	120 bandes
82700	3401072934595	6324420	1 bande	100 bandes

**INDICATIONS :**

Fixation de pansement et compression.

**MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Prendre garde aux risques d'allergie au latex.

**STERILISATION :**

Produit non stérile.

**CONDITIONS DE STOCKAGE :**

Dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

**VALIDITE DU PRODUIT :**

5 ans à partir de la date de fabrication si les conditions de stockage sont respectées.