

Fauteuil garde-robe BONN

Fauteuil garde-robe BONN, la référence !



Fauteuil garde-robe avec roulettes pivotantes 5 pouces

Le fauteuil garde-robe BONN est le produit de référence sur le marché.

Matériaux synthétiques assurant une très longue durée de vie

Facile à nettoyer et à désinfecter avec des détergents courants

Excellente résistance à la corrosion

Assise amovible en polyuréthane souple pour un confort de longue durée et un nettoyage facile.

Caractéristiques principales

Longueur	87 cm
Largeur	56 cm
Poids	14,5 kg
Charge maxi d'utilisation	130 kg

Dossier ergonomique avec poignée moulée

Accoudoirs pivotants avec blocage mécanique à ressort

4 roulettes 12,5 cm avec frein et blocage directionnel


Repose-pieds réglables, amovibles et rétractables

Porte-seau et seau amovibles

Homologation CE






343.xx.22 = avec ouverture d'hygiène

Qualité et robustesse Allemande



343.54.22

Guide et codes Couleurs

gris/gris			343.03.00	
gris/noir			343.10.00	
terracotta/rubis			343.33.00	
gris/rubis			343.44.00	
gris/bleu			343.54.00	
colorée				343.97.00

Options disponibles :

- Accoudoir souple de confort en polyuréthane
- Support porte-sérum
- Ceinture de sécurité



La gamme REBOTEC est de fabrication Allemande